

НАБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ COVID-19

Интифика SARS-CoV-2-well

новый формат – для тех, кто ценит время!

Предрозлитый формат

реагенты для выделения на магнитных частицах уже в глубоколоночных планшетах и готовы к работе



20 минут – процедура выделения



Готовые протоколы для автоматических выделительных станций **KingFisher Flex, Auto-Pure 96, Freedom EVO**



Гребенка для магнитных стержней в наборе



Реагенты для выделения хранятся при **+2..+25°C**

Планшетный формат реагентов для ОТ-ПЦР



3 мишени – ORF1ab, ORF8, N



Эндогенный внутренний контроль




Чувствительность **1000 ГЭ/мл**



Срок годности **15 месяцев**



Анализ ПРЦ-постановки за 2 минуты с программой **Intifica-Manager**



Эндогенный внутренний контроль

Подтверждает истинность отрицательных результатов ПРЦ-теста
(контроль этапов сбора и транспортировки образца, а не только этапа выделения РНК)



Варианты комплектации Интифика SARS-CoV-2-well

Форма 1	№ 474-01	Форма 2	№ 474-02
Комплект реагентов для ОТ-ПЦР		Комплект реагентов для ОТ-ПЦР + Комплект реагентов для выделения РНК в глубоколоночных планшетах	



Узнайте больше о наборе на сайте www.forpcr.ru